



Die Gelenkgläserbürste (Art.-Nr. 24) für Rundkolben ist universell verwendbar. Der Bürstenkopf aus kurzen, harten Naturborsten ist in einem beweglichen Holzkörper gestanz, mit diesem erreicht man jede Stelle der Kolbeninnenwand. Durch den langen Holzstiel können auch höhere Gefäße leicht gereinigt werden.



1 m lange Bodenvasebürste (Art.-Nr. 290) aus hellen Naturborsten mit Wollkopf zum Reinigen des Bodengrundes. Bürste ist universell einsetzbar.



Art.-Nr. ST30



Art.-Nr. SIC35



Becherglasbürste Art.-Nr. 259 oder 361



Sonderanfertigung in Miniaturausführung. Bürste wird zum Entgraten und Ausbürsten von Gewindesacklochbohrungen in der Metallbearbeitung verwendet.



Milchschaumschlauchbürste (Art.-Nr. 556) für Espresso-Maschinen. Hochwertiges Nylon in Edelstahldraht eingedreht.